


WTYKI DIN Z GWINTEM



WTYK DIN Z GWINTEM*

INDEKS

Wtyk DIN z gwintem (O ₂)	WGD 01 01 00
Wtyk DIN z gwintem (SP)	WGD 01 02 00
Wtyk DIN z gwintem (VAC)	WGD 01 03 00
Wtyk DIN z gwintem (N ₂ O)	WGD 01 04 00
Wtyk DIN z gwintem (CO ₂)	WGD 01 05 00

* gwint M14x1

PRZEDŁUŻACZ KRÓTKI

INDEKS

Przedłużacz krótki dla DIN/AGA *	WDP 01 01 00
Przedłużacz długi dla DIN/AGA **	WDP 01 02 00

* Długość całkowita 3 cm, długość korpusu 2 cm.

** Długość całkowita 5,15, długość korpusu 4,05 cm.



INSTALACJA



DORADZTWO



ANALIZA



PROJEKTOWANIE



GWARANCJA



SERWIS



ATESTACJA

AwaMed[®]
Medizintechnik

AWAMED Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
Dział Handlowy TEL. 91 4876849 | FAX 91 4323788 |
ul. Santocka 44; 71-083 Szczecin; www.awamed.pl



awamed@awamed.pl
www.awamed.pl



tel. 91 48 76 849
fax 91 43 23 788

13 lat
doświadczenia

20 osób
w zespole

50
instalacji rocznie

200
produktów

© AwaMed Medizintechnik 2015
Edycja trzecia - 19.01.2015

