

# AKCESORIA NAWILŻACZE



## PARAMETRY NAWILŻACZA Z POJEMNIKIEM POLIPROPYLENOWYM

- › butla z tworzywa (polipropylen),
- › pojemność 300 ml,
- › możliwość sterylizacji w temp. 121°C,
- › wydajność do ok. 7 ml wody/h
- › nawilżanie maksymalne 60%.

## PARAMETRY NAWILŻACZA Z POJEMNIKIEM SZKLANYM

- › butla szklana,
- › pojemność 250 ml, 500 ml, 1000 ml,
- › możliwość sterylizacji w temp. 134°C,
- › wydajność do ok. 7 ml wody/h
- › nawilżanie maksymalne 60%.



adapter butlowy FARUM wer. II

| NAZWA   | INDEKS         |
|---|----------------|
| Pojemnik na wodę polipropylenowy 300 ml                     | NBZ 02 02 04   |
| Pojemnik na wodę szklany 250 ml                             | NBZ 03 02 00   |
| Pojemnik na wodę szklany 500 ml                             | NBZ 03 03 00   |
| Pojemnik na wodę szklany 1000 ml                            | NBZ 03 04 00   |
| Pojemnik woda sterylna RespiFlo 325 ml (jednorazowy)        | PRF 01 01 01   |
| Pojemnik woda sterylna RespiFlo 500 ml (jednorazowy)        | PRF 01 01 00   |
| Pojemnik woda sterylna Aquapak 340 ml (jednorazowy)         | PRF 01 01 02   |
| Pojemnik woda sterylna Aquapak 600 ml (jednorazowy)         | PRF 01 01 03   |
| Nawilżacz do dozownika 300 ml z pojemnikiem poliwęglanowym  | NBZ 01 00 00   |
| Nawilżacz do dozownika 300 ml bez pojemnika                 | NBZ 01 00 01   |
| Nawilżacz do dozownika 250 ml szklany z pojemnikiem         | NBZ 02 00 00   |
| Nawilżacz do dozownika 500 ml szklany z pojemnikiem         | NBZ 02 00 01   |
| Nawilżacz do dozownika 1000 ml szklany z pojemnikiem        | NBZ 02 00 02   |
| Nawilżacz do dozownika szklany bez pojemnika                | NBZ 01 00 02   |
| Adapter butlowy do dozownika FARUM wer. II, pojemnik 300 ml | NBZ 01 05 00 B |



pojemnik RespiFlo



pojemnik Aquapak



pojemnik szklany



pojemnik polipropylenowy



pojemnik polipropylenowy z adapterem FARUM wer. II