



ZAWÓR KOŃCOWY Z POPYCHACZEM AGA

- (1) Pierścień zabezpieczający 14,8x1,2
- (2) Naklejka z rodzajem gazu
- (3) Popychacz punktu poboru AGA AwaMed
- (4) Nakrętka dociskowa korpusu AGA/DIN AwaMed
- (5) Pierścień popychacza
- (6) Sprężyna naciskowa d=1,20 lo=21 Dw=16,6 n=3,5
- (7) Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed
- (8) Śruba M3x6 imbus
- (9) Walek popychacza 17,7x2
- (10) O-ring
- (11) Korpus dolny zaworu kompletnego AGA AwaMed
- (12) O-ring
- (13) Zaworek zaworu kompletnego
- (14) O-ring 15x1,5
- (15) Sprężyna naciskowa
- (16) Uniwersalny korpus górny zaworu kompletnego

ZAWÓR KOŃCOWY Z POPYCHACZEM AGA INDEKSY:

	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed:	
	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed (tlen)	PPAK 10 01 00
	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed (sprężone powietrze)	PPAK 10 02 00
	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed (próżnia)	PPAK 10 03 00
	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed (podtlenek azotu)	PPAK 10 04 00
	Zawór końcowy z popychaczem kompletny AGA AwaMed (dwutlenek węgla)	PPAK 10 05 00
1	Pierścień zabezpieczający uniwersalny 14,8x1,2	PPAK 01 01 09
2	Naklejki z rodzajem gazu:	
	Naklejka żelowa samoprzylepna okrągła fi 45/24 (tlen)	ETY 02 01 01
	Naklejka żelowa samoprzylepna okrągła fi 45/24 (sprężone powietrze)	ETY 02 02 01
	Naklejka żelowa samoprzylepna okrągła fi 45/24 (próżnia)	ETY 02 03 01
	Naklejka żelowa samoprzylepna okrągła fi 45/24 (podtlenek azotu)	ETY 02 04 01
	Naklejka żelowa samoprzylepna okrągła fi 45/24 (dwutlenek węgla)	ETY 02 05 01
3	Popychacz punktu poboru AGA AwaMed uniwersalny	PPA 01 05 01
4	Nakrętka dociskowa korpusu AGA/DIN AwaMed uniwersalna	PPD 01 01 03
5	Pierścień popychacza uniwersalny	PPAK 01 01 07
6	Sprężyna naciskowa d=1,20 lo=21 Dw=16,6 n=3,5 uniwersalna	SPR 01 00 01
7	Korpus zaworu końcowego:	
	Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed (tlen)	PPAK 01 01 10
	Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed (sprężone powietrze)	PPAK 02 01 10
	Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed (próżnia)	PPAK 03 01 10
	Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed (podtlenek azotu)	PPAK 04 01 10
	Korpus zaworu końcowego AGA AwaMed (dwutlenek węgla)	PPAK 05 01 10

ZAWÓR KOŃCOWY Z POPYCHACZEM AGA INDEKSY:

9	Wążek popychacza uniwersalny	WA 01 00 00
10	O-ring:	
	O-ring 6,3x2,4 (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla)	ORG 06 24 00
	O-ring 8,3x2,4 (próżnia)	ORG 08 24 00
11	Korpus dolny zaworu kompletnego:	
	Korpus dolny zaworu kompletnego AGA AwaMed (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla)	PPAK 01 01 01 07
	Korpus dolny zaworu kompletnego AGA AwaMed (próżnia)	PPAK 01 01 01 07P
12	O-ring:	
	O-ring 5x2 (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla)	ORG 05 20 00
	O-ring 6x2 (próżnia)	ORG 06 20 00
13	Zaworek zaworu kompletnego:	
	Zaworek zaworu kompletnego (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla)	PPAK 01 01 01 06
	Zaworek zaworu kompletnego (próżnia)	PPAK 01 01 01 05P
14	O-ring 15x1,5 uniwersalny	ORG 15 15 00
15	Sprężyna naciskowa:	
	Sprężyna naciskowa d=0,8 lo=19 Dw=4,7 n=6,5 (tlen, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla)	SPR 01 00 15
	Sprężyna naciskowa d=0,8 lo=19,5 Dw=4,3 n=5 (próżnia)	SPR 01 00 17
16	Korpus górny zaworu kompletnego uniwersalny	PPAK 01 01 01 02